



Ortopediska Implantat 1




Vad är det för grej? - hur ser den ut? -vilken färg ?

Diagnos	M84.1F, M16.5 Status post pertrochantär femurfraktur med pseudartros hö höft
Operation	NFB49 Lubinusprotes hö höft Bakre ingång, delar fascian och går in till den gravt omvandlade höften där hela collum sitter löst, avlägsnas tillsammans med caput. Avlägsnar stora mängder kapselvävnad, fräser sedan upp acetabulum till 60, anlägger 10 st cementeringshål, spolar, torkar och cementerar en 54:ans Lubinuscup med Refobacin Revision cement. Femur öppnas, kan först borra upp kanalen successivt, vidga den så jag får ned R4 rasp, fräser calcar, testar och cementerar sedan när jag har satt ned en 12:ans plugg en Lubinus SP II, nr 3, med XL halslängd och 28:ans samt halslängd på kulan på 49,5 mm. Ett stort offset behövs helt klart till denna höft som verkar vara helt stabil. Blodstillar något, två drän under fascian som sys med Vicryl. Vicryl subcutant, staplar och Marcain i huden. Multipla vävnadsprover för odling är taget perop. KundRad remiss dikteras.
Korresp	Röntgenremiss skrives i KundRad.

Lubinusprotes - cup - stam -
NexGen - tibiaplatå - femurdel -
riktinstrument - calcarfräs - CLS
- Charnley - Ogee - Moore -
LCP - AO - 3-delrör -
cortikalisskruv - spongiosaskruv
- TriGen - Richards Skruv &
Platta - Olmed.....

FRAKTURIMPLANTAT



Nyckelben: Mayo-platta

Axel: PHILOS-platta

Humerus: TriGen humerus

Armbåge: MAYO-plattor

Underarm : TEN-spik / AO-plattor

Handled: AcuLock Platta/Königsee

Höft: Olmed, Richards S&P

Femur: TriGen, Gamma, LCP

Knä: LCP, AO, ASNIS

Underben, Fotled: LCP, AO, Trigen

Ex-fix: överallt vid behov


Armbåge: Kudo, Coonrad-Morrey

Höftprotes: Lubinus, CLS, MP, Charnley

Knäprotes: NexGen, Gemini II



*Protes; grekiska; pro/i
stället för + thesis/placera*

”fraktur”: latin: frango: bryta




Nyckelben: Mayo-platta





*Clavicula; latin: nyckel
;dörhammare*



S 42.00



NBJ 69







Axel: PHILOS-platta





S 42.20



NBJ69



NBJ59




TRIGEN




Övriga vinkelstabila implantat



Diafysärt: vanliga skruvar utom vid bridgeplating och osteoporos




Armbåge:: MAYO-plattor




S 42.40 S 52.00 S 52.10 S 53.00




OLECRANON



CAPUT RADII



MONTEGGIA





NBJ 69

NCJ 69

NCJ 49


NCB 09

NCB 19



NCJ 29





Underarm : TEN-spik / AO-plattor

S 52.20

S 52 30

S 52.40


Titanium

Elastic

Nail



AO




Handled: AcuLock Platta/Königsee, m.m.



AO Ex-fix

Radius = *lat;*
eke / ljusstråle





S 52.50



Königsee



K-tråd./”Stift”
Kapanjistift.
Eu-loc



Acu-Loc

